

Anticorpo Policlonal Anti-Cacnb3 Para Wb, Elisa - P54284

Número do item: CM0016354



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o CACNB3 humano (CAB3, CACNLB3), uma subunidade beta-3 do canal de cálcio dependente de voltagem tipo L. Validado para WB e ELISA, reage com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de canais iônicos e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CACNB3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CAB3, CACNLB3, CACNB3
Espécie	Humano
GeneID	784
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 355-484 do CACNB3 humano (NP_000716.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P54284
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Saco com gelo