

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cacng1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q06432

Número do item: CM0013526

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o CACNG1 humano (subunidade gama-1 do canal de cálcio dependente de voltagem). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa de canais de cálcio tipo L em músculo esquelético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CACNG1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CACNLG; CACNG1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	786
GeneID	786
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-110 do CACNG1 humano (NP_000718.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q06432
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco com gelo