


Anticorpo Policlonal Anti-Cacybp Para Wb, Elisa - Q9Hb71

Número do item: CM0024398



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína de ligação à calciclina (CACYBP) validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Útil para estudar a degradação mediada por ubiquitina e sinalização de cálcio. Apoiado pela experiência da CamelBio no fornecimento de matérias-primas para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] pAb de Coelho CACYBP
Observações/Apelido	SIP, GIG5, PNAS-107, S100A6BP, BP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27101
GeneID	27101
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-228 do CACYBP humano (NP_055227.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9HB71
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco com gelo