


Anticorpo Policlonal Anti-Cacybp (Validado Por Ko) - Q9Hb71

Número do item: CM0027214



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CACYBP humano, validado por knockout, para Western blot, IF/ICC e ELISA. Detecta CACYBP endógeno em amostras humanas, de camundongo e de rato. O imunógeno recombinante garante consistência entre lotes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] CACYBP Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SIP; GIG5; PNAS-107; S100A6BP; BP
Espécie	Humano
GeneID (humano)	27101
GeneID	27101
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9HB71
Peso da Proteína	26 kDa
Envio	Bolsa de gelo