

Anticorpo Policlonal Anti-Cad Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27708

Número do item: CM0029335



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao CAD humano (P27708), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de biossíntese de pirimidinas e distúrbios metabólicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CAD Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CDG1Z; DEE50; GATD4; EIEE50; CAD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	790
GeneID	790
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1650-1900 do CAD humano (NP_004332.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P27708
Peso Proteico	243kDa
Transporte	Bolsa de gelo