


Anticorpo Monoclonal Anti-Cad De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P27708

Número do item: CM0009408



introdução

Anticorpo monoclonal anti-CAD de coelho validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece o CAD humano, uma enzima multifuncional de 243 kDa da via de biossíntese de novo de pirimidina. Ideal para estudos sobre metabolismo de pirimidina e distúrbios relacionados.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CAD Rabbit mAb
Observações/Alias	CDG1Z; DEE50; GATD4; EIEE50; CAD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	790
GeneID	790
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do CAD humano (P27708).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P27708
Peso da Proteína	243kDa
Transporte	Saco de gelo