

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cadherina 16 (Cdh16) Para Wb, If, Ihc, Elisa - O75309

Número do item: CM0027144

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Cadherina-16 humana (CDH16, Ksp-cadherina). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre cadherina específica do rim.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Cadherina 16 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CDH16; Cadherina 16
Espécie	Humano
GeneID	1014
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-230 da Cadherina 16 humana (NP_004053.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75309
Peso da Proteína	90kDa
Envio	Saco com gelo