

Anticorpo Monoclonal Anti-Caderina 16 Para Wb, If-P, Elisa - 075309

Número do item: CM0003602

introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Caderina 16 validado para WB, IF-P, ELISA. Tem como alvo a caderina específica do rim, uma proteína de adesão celular. Reage de forma cruzada com Humano, Rato. Ideal para pesquisa de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-Caderina 16
Observações/Apêndice	Caderina Ksp; Caderina 16
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1014
GeneID	1014
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O75309
Peso Proteico	90kDa
Envio	Saco de gelo