

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Caderina-17 (Li Caderina) Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - Q12864

Número do item: CM0011713



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Caderina-17 humana (LI-caderina), validado para WB, IHC-P, IF-P e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de adesão celular e organização tecidual.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	LI Caderina/Caderina-17 mAb de coelho
Observações/Apelido	HPT1; CDH16; HPT-1; LI Caderina/Caderina-17
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	1015
ID do gene	1015
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da LI Caderina/Caderina-17 humana (Q12864)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q12864
Peso da proteína	92 kDa
Envio	Bolsa de gelo