


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cadm3 Para Wb E Elisa - Q8N126

Número do item: CM0026663



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CADM3 humano (NECL1, SynCAM3) validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em neurociência de adesão celular e organização sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CADM3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BlgR; NECL1; TSLL1; CMT2FF; IGSF4B; Necl-1; synCAM3; CADM3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57863
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-330 do CADM3 humano (NP_001120645.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N126
Peso Proteico	43kDa
Envio	Saco de gelo