

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Calbindina Para Wb - P05937

Número do item: CM0004722



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho de Alta Especificidade para Calbindina para aplicações em WB, IF-P, ELISA. Validado em amostras humanas, de rato e de camundongo. Detecta calbindina endógena a 30 kDa. Ideal para pesquisa em sinalização de cálcio e diagnóstica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho para Calbindina (mAb)
Observações/Apelido	CALB; D-28K; Calbindina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	793
GeneID	793
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Calbindina humana (P05937).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05937
Peso Proteico	30 kDa
Envio	Em saco de gelo