

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Calbindina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05937

Número do item: CM0016646



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho contra Calbindina validado para Western blot (WB), IHC-P e ELISA. Reconhece a Calbindina humana, de camundongo e de rato. Produzido com imunógeno recombinante de comprimento total. Adequado para pesquisas sobre sinalização do cálcio, vitamina D e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra Calbindina
Observações/Alcunha	CALB; D-28K; Calbindina
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	793
ID do Gene	793
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-261 da Calbindina humana (NP_004920.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P05937
Peso da Proteína	30 kDa
Envio	Bolsa de gelo