


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Calbindina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05937

Número do item: CM0015912



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a Calbindina humana (CALB; D-28K) para Western blot, IHC-parafina e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato; detecta proteína de ~30 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Calbindina pAb de Coelho
Observações/Apelido	CALB; D-28K; Calbindina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	793
GeneID	793
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-261 da Calbindina humana (NP_004920.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05937
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco de gelo