


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Calca Para Ihc-P, Elisa - P06881

Número do item: CM0020097



introdução

O pAb de Coelho CALCA é um anticorpo policlonal de coelho que visa o peptídeo 1 relacionado ao gene da calcitonina humano (alfa-CGRP), validado para IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada de camundongo. Ideal para pesquisas sobre vasodilatação e neuropeptídeos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CALCA Rabbit pAb
Observações/Apelido	CT, KC, PCT, CGRP, CALC1, CGRP1, CGRP-I, CGRP-alpha, CALCA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	796
ID do Gene	796
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-128 de CALCA (NP_001029125.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P06881
Peso Proteico	14kDa
Envio	Saco de gelo