

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Calcineurina A Para Wb, Elisa - Q08209

Número do item: CM0010764



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Calcineurina A validado para WB e ELISA; detecta PPP3CA humano, de rato e de camundongo. Essencial para pesquisa de sinalização de cálcio, transcrição mediada por NFAT e ativação de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Calcineurina A (mAb)
Observações/Apelido	CALN; CCN1; CNA1; CALNA; DEE91; IECEE; PPP2B; ACCI1D; CALNA1; IECEE1; Calcineurina A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5530
ID do Gene	5530
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 422-521 da Calcineurina A humana (Q08209).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q08209
Peso Molecular da Proteína	59 kDa
Envio	Em saco de gelo