

Anticorpo Policlonal Anti-Calcr Para Wb, Elisa - P30988

Número do item: CM0013032



introdução

CALCR Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB e ELISA, direcionado ao receptor humano de calcitonina (55 kDa). Ideal para pesquisas sobre sinalização de GPCR, homeostase do cálcio e metabolismo ósseo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CALCR Rabbit pAb
Observações/Alíás	CRT; CTR; CT-R; CTR1; CALCR
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	799
ID do Gene	799
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-148 do CALCR humano (NP_001733.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P30988
Peso da Proteína	55 kDa
Envio	Bolsa de gelo