

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Caldesmon/Cdm Para Ihc-P, Elisa - Q05682

Número do item: CM0012650

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra Caldesmon/CDM, validado para IHC-P e ELISA. Detecta a Caldesmon humana, uma proteína de ligação à actina que regula a contratilidade das células musculares lisas e não musculares, além da mitose e da migração celular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb de Coelho contra Caldesmon/CDM                                                                                                 |
| Observações/Alcunha | CDM; HCAD; LCAD; h-CD; H-CAD; L-CAD; NAG22                                                                                         |
| Espécie             | Humana                                                                                                                             |
| GeneID (Humano)     | 800                                                                                                                                |
| GeneID              | 800                                                                                                                                |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 208-436 da Caldesmon/CDM humana (NP_149129.2) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                             |
| Aplicação           | IHC-P, ELISA                                                                                                                       |
| Reatividade Cruzada | Humana                                                                                                                             |
| SWISS               | Q05682                                                                                                                             |
| Peso da Proteína    | 120-150 kDa                                                                                                                        |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                      |