


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Calhm1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8lu99

Número do item: CM0025147



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a CALHM1 humana (FAM26C), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com humanos e ratos. Adequado para estudos de percepção gustativa, homeostase do cálcio e sinalização neuronal.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                  |
|---------------------|------------------------|
| Nome do Produto     | CALHM1 Rabbit pAb      |
| Observações/Apelido | FAM26C; CALHM1         |
| Espécie             | Humano                 |
| GeneID (Humano)     | 255022                 |
| GeneID              | 255022                 |
| Imunógeno           | Proteína recombinante  |
| Origem              | Coelho                 |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA       |
| Reatividade Cruzada | Humano, Rato           |
| SWISS               | Q8IU99                 |
| Peso Proteico       | 38kDa                  |
| Envio               | Bolsa de gelo          |