


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Calhm2 Para Wb E Elisa - Q9Ha72

Número do item: CM0014652



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CALHM2 validado para Western blot e ELISA. Detecta CALHM2 humano e de rato, um canal modulador da homeostase do cálcio envolvido na liberação de ATP, na neuroinflamação e na transmissão sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CALHM2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	FAM26B; CALHM2
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	51063
ID do gene	51063
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-323 do CALHM2 humano (NP_057000.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, rato
SWISS	Q9HA72
Peso da proteína	36 kDa
Envio	Bolsa de gelo