


Anticorpo Policlonal Anti-Calm2 Para Wb E Elisa - P0Dp24

Número do item: CM0028309



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à calmodulina-2 humana CALM2, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo. Essencial para estudos de sinalização de cálcio, biologia do centróssomo e pesquisa cardíaca.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CALM2 Coelho pAb
Observações/Ândice	caM; CALM; CAM1; CAM3; CAMC; PHKD; CAMII; LQT15; PHKD2; CALML2; CAMIII; CALM2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	805
GeneID	805
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-149 da CALM2 humana (NP_001734.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P0DP24
Peso Proteico	17kDa
Envio	Saco de gelo