

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Calm3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62158

Número do item: CM0012903

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a CALM3 humana (calmodulina 3), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Proteína de 16 kDa. Ideal para aplicações diagnósticas e de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CALM3 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	CaM; CALM; CAM1; CAM2; CAMB; PHKD; CPVT6; LQT16; PHKD3; CaMIII; HEL-S-72; CALM3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	808
GeneID	808
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-140 da CALM3 humana (NP_005175.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62158
Peso da Proteína	16 kDa
Envio	Bolsa de gelo