

Anti-Calmegin (Clgn) Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O14967

Número do item: CM0002108

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade contra Calmegin humano (CLGN), adequado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de biologia reprodutiva sobre espermatogênese e fertilidade masculina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Calmegin Coelho mAb
Observações/Apelido	CLGN; Calmegin
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1047
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 180-350 do Calmegin humano (O14967)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14967
Peso Proteico	70kDa
Envio	Saco de gelo