


Anticorpo Policlonal Anti-Calmodulina 1/2/3 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - P0Dp23 / P0Dp24 / P0Dp25

Número do item: CM0013335



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a CalModulina 1/2/3 humana, adequado para IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta as três isoformas de calmodulina em humanos, ratos e camundongos. Ideal para estudos de sinalização de cálcio e regulação de canais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Calmodulina 1/2/3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CALM1; CALML2; CAMI; CPVT4; DD132; LQT14; PHKD; caM; Calmodulina 1/2/3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	801/805/808
ID do Gene	801/805/808
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 70-149 da Calmodulina 1/2/3 humana (NP_008819.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P0DP23/P0DP24/P0DP25
Peso da Proteína	16 kDa
Envio	Saco de gelo