

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Calmidulina 1/2/3 Para Wb, Elisa - P0Dp23/P0Dp24/P0Dp25

Número do item: CM0016823



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Calmidulina 1/2/3 validado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Alvo da calmidulina humana, de rato e camundongo, um transdutor de sinal chave que liga cálcio. Anticorpo recombinante de coelho para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Calmidulina 1/2/3 Rabbit pAb
Observações/Alias	CALM1; CALML2; CAMI; CPVT4; DD132; LQT14; PHKD; caM; Calmodulina 1/2/3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	801/805/808
GeneID	801/805/808
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 70-149 da Calmidulina 1/2/3 humana (NP_008819.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P0DP23/P0DP24/P0DP25
Peso Proteico	16kDa
Envio	Bolsa de gelo