

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Calmodulina (Calm3) Para Wb, If/Icc, Elisa - P62158

Número do item: CM0015505

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra calmodulina humana (CALM3) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Ideal para estudos de sinalização de cálcio e regulação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CALM3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CaM; CALM; CAM1; CAM2; CAMB; PHKD; CPVT6; LQT16; PHKD3; CaMIII; HEL-S-72; CALM3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	808
GeneID	808
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-149 da CALM3 humana (NP_001734.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P62158
Peso Proteico	17kDa
Envio	Saco de gelo