

Anticorpo Monoclonal Anti-Calnexina Para Wb, Elisa - P27824

Número do item: CM0010513

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Calnexina para Western blot e ELISA. Reage com amostras humanas. Tem como alvo a proteína calnexina de 68kDa, uma chaperona chave do RE envolvida no controle de qualidade de glicoproteínas e no dobramento proteico. Para pesquisa em biologia celular e molecular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-Calnexina
Observações/Apelido	CNX; P90; IP90; Calnexina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	821
ID do Gene	821
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 493-592 da Calnexina humana (P27824).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P27824
Peso Proteico	68kDa
Envio	Em saco de gelo