

Anticorpo Policlonal Anti-Calnexina Para Wb, If, Ihc, Elisa - P27824

Número do item: CM0018069

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Calnexina humana (CNX, IP90, P90), uma chaperona do RE. Validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Detecta Calnexina em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre dobramento de proteínas e controle de qualidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Calnexina Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CNX; P90; IP90; Calnexina
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	821
GeneID	821
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 500-592 da Calnexina humana (NP_001737.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P27824
Peso da Proteína	68 kDa
Envio	Bolsa de gelo