

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Calpaína 1 Para Wb, Elisa - P07384

Número do item: CM0021313



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à Calpaína 1 humana (muCANP/CANP1). Validado para WB e ELISA, com peso proteico de 82 kDa. Ideal para investigar a proteólise regulada por cálcio e as vias neurodegenerativas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-Calpaína 1
Observações/alias	CANP; muCL; CANP1; SPG76; CANPL1; muCANP; Calpaína 1
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	823
ID do gene	823
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-330 da Calpaína 1 humana (NP_005177.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P07384
Peso proteico	82 kDa
Envio	Bolsa de gelo