

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Calpain 2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17655

Número do item: CM0027539



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Calpain 2 humana. Adequado para WB, IHC-P e ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar proteólise mediada por calpaína e transdução de sinais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Calpain 2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CANP2; mCANP; CANPL2; CANPml; Calpain 2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	824
GeneID	824
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 520-700 da Calpain 2 humana (NP_001739.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB,IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17655
Peso Proteico	80kDa
Envio	Saco de gelo