

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Subunidade Pequena 1 Da Calpaína (Capns1) Para Wb, Elisa - P04632

Número do item: CM0011221



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a subunidade pequena 1 da calpaína humana (CAPNS1, CAPN4). Adequado para Western blot e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Para pesquisas sobre proteólise regulada por cálcio e dinâmica do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra a subunidade pequena 1 da calpaína
Observações/Al símbolo	CANP; CDPS; CSS1; CANPS; CAPN4; CALPAIN4; Subunidade pequena 1 da calpaína
Espécie	Humana
GeneID (humano)	826
GeneID	826
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da subunidade pequena 1 da calpaína humana (P04632)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P04632
Peso da proteína	28 kDa
Envio	Bolsa de gelo