


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Calponina 1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P51911

Número do item: CM0005579



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Calponina 1 humana (CNN1, SMCC). Validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de contração muscular lisa e citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Calponina 1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	SMCC; Sm-Calp; HEL-S-14
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1264
Imunógeno	Peptídeo sintético (aa 198-297 da Calponina 1 humana, NP_001290.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51911
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco com gelo