


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Calponina-1 Para Wb, Ihc, If, Elisa - P51911

Número do item: CM0010147



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado à Calponina-1 humana (CNN1, SMCC). Validado em WB, IHC-P, IF-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de contração do músculo liso.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Calponina
Observações/Apêndice	SMCC; Sm-Calp; HEL-S-14; Calponina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1264
ID do Gene	1264
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 198-297 da Calponina humana (P51911).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51911
Peso Proteico	33kDa
Envio	Em saco de gelo