


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Calponina-1 Para Wb, Elisa - P51911

Número do item: CM0018808



introdução

Anticorpo policlonal derivado de coelho, direcionado contra a Calponina-1, produzido contra uma proteína de fusão recombinante. Ideal para aplicações de Western blot e ELISA em pesquisas de músculo liso. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Calponina, pAb de coelho
Observações/Apelido	SMCC; Sm-Calp; HEL-S-14; Calponina
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	1264
ID do gene	1264
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-297 da Calponina humana (NP_001290.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P51911
Peso da proteína	33 kDa
Envio	Bolsa de gelo