


Anticorpo Monoclonal Anti-Calreticulina [Validado Por Ko] Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27797

Número do item: CM0008871



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo Anti-Calreticulina, validado por KO, para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Tem como alvo CALR, uma chaperona de RE de 47kDa envolvida no dobramento de proteínas e homeostase de cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Calreticulina mAb de Camundongo
Observações/Apelido	RO; CRT; SSA; cC1qR; HEL-S-99n; Calreticulina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	811
GeneID	811
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-203 da calreticulina humana (NP_004334.1)
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P27797
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco de gelo