

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Calreticulina (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P27797

Número do item: CM0002119



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO direcionado à Calreticulina humana (CRT/ERp60). Reage com humano, camundongo e rato. Confirmado para WB, IHC-P e ELISA. Chaperona do RE e proteína ligante de cálcio envolvida no dobramento de glicoproteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Calreticulina
Observações/Apêndice	RO; CRT; SSA; cC1qR; HEL-S-99n; [Validado por KD] Calreticulina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	811
ID do Gene	811
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-203 da Calreticulina humana (NP_004334.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P27797
Peso Proteico	47kDa
Remessa	Saco de gelo