

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Calreticulina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27797

Número do item: CM0017778



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra calreticulina validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta calreticulina humana, de camundongo e de rato. Ideal para estudar a função das chaperonas do RE, a homeostase do cálcio e o dobramento de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra Calreticulina
Observações/Apelido	RO; CRT; SSA; cC1qR; HEL-S-99n; Calreticulina
Espécie	Humana
GeneID (humano)	811
GeneID	811
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-203 da calreticulina humana (NP_004334.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P27797
Peso da Proteína	47 kDa
Transporte	Bolsa de gelo