

Anticorpo Policlonal Anti-Calretinina Para Wb, Ihc, If, Elisa - P22676

Número do item: CM0029459

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Calretinina validado para WB, IHC, IF, ELISA. Detecta proteína de 32kDa em humano, rato, camundongo. Ideal para estudos de homeostase de cálcio e plasticidade neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Calretinina pAb de Coelho
Observações/Apelido	CR; CAL2; CAB29; Calretinina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	794
ID do Gene	794
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-271 da Calretinina humana (NP_001731.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22676
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Saco de gelo