

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Calretinina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P22676

Número do item: CM0004135

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à calretinina (CALB2), uma proteína ligante de cálcio de 32 kDa. Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em neurociência e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Calretinina Rabbit mAb
Observações/Alias	CR; CAL2; CAB29; Calretinin
Espécie	Humano
GeneID (humano)	794
GeneID	794
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-271 da Calretinina humana (NP_001731.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22676
Peso da Proteína	32kDa
Transporte	Saco de gelo