

Anticorpo Monoclonal Anti-Calsequestrina 1 Para Wb, If-P, Elisa - P31415

Número do item: CM0002789

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Calsequestrina 1 (CASQ1) humana, adequado para WB, IF-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar o armazenamento de cálcio e a contração muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho contra Calsequestrina 1
Observações/Apelido	CASQ; CSQ1; PDIB1; VMCQA; Calsequestrina 1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	844
ID do Gene	844
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-200 da Calsequestrina 1 humana (NP_001222.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P31415
Peso Proteico	45kDa
Envio	Saco de Gelo