

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Calú Para If/Icc, Elisa - O43852

Número do item: CM0016544

introdução

Anticorpo policlonado de coelho para Calumenina (CALU) para IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada com humano e rato. Ideal para estudos de carboxilação dependente de vitamina K e ligação a cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CALU Rabbit pAb
Observações/Alias	CALU; calumenina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	813
GeneID	813
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-315 da CALU humana (NP_001210.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O43852
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Bolsa de gelo