

Anticorpo Monoclonal Anti-Calumenina Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43852

Número do item: CM0009027

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra Calumenina humana (CALU), validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage com anticorpos de camundongo e rato. Ideal para estudos de carboxilação dependente de vitamina K e ligação a cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Calumenina Rabbit mAb
Observações/Apelido	CALU; calumenina; Calumenina
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	813
ID do Gene	813
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 200-300 da Calumenina humana (O43852).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	O43852
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Bolsa de gelo