


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Camk1D Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8lu85

Número do item: CM0030608



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-CAMK1D de alta qualidade validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com Humano, Camundongo e Rato. Peso molecular esperado de 43kDa. Ideal para pesquisa de sinalização por cálcio, função de quinase e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CAMK1D Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CKLiK; CaM-K1; CaMKID; CAMK1D
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57118
GeneID	57118
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 da CAMK1D humana (NP_705718.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IU85
Peso Molecular da Proteína	43kDa
Transporte	Bolsa de gelo