


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Camk1D Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8lu85

Número do item: CM0013977



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CAMK1D humano, validado em WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização de quinase Ca²⁺/CaM e função de neutrófilos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CAMK1D pAb de Coelho
Observações/Apelido	CKLiK; CaM-K1; CaMKID; CAMK1D
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57118
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 do CAMK1D humano (NP_705718.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IU85
Peso Proteico	43kDa
Envio	Saco de gelo