


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Camk2 Delta/Camk2 Gamma Para Wb, Ip, Elisa - Q13557 / Q13555

Número do item: CM0003270



introdução

A CamelBio oferece um anticorpo monoclonal de coelho anti-CaMK2 delta/CAMK2 gamma, validado para WB, IP e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. O anticorpo tem como alvo uma quinase crucial para a homeostase de Ca^{2+} cardíaco e o acoplamento excitação-contração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CaMK2 delta/CAMK2 gamma Rabbit mAb
Observações/Apelido	CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIIbeta; CaMK2 delta/CAMK2 gamma
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	817/818
GeneID	817/818
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do CaMK2 delta/CAMK2 gamma humano (Q13554)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13557/Q13555
Peso da Proteína	73 kDa
Envio	Saco de gelo