


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Camk2A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uqm7

Número do item: CM0020280



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à CAMK2A humana (CaMKII α) para Western blot, IF/ICC e ELISA. Validado em humano, rato e camundongo. Essencial para pesquisas em neurociência sobre plasticidade sináptica e potenciação de longo prazo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CAMK2A Rabbit pAb
Observações/Apêndice	CAMKA; MRD53; MRT63; CaMKIIalpha; CaMKIINalpha; CAMK2A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	815
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-400 da CAMK2A humana (NP_741960.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UQM7
Peso Proteico	54kDa
Envio	Em saco de gelo