


Anticorpo Policlonal Anti-Camk2G Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13555

Número do item: CM0023249



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-CAMK2G validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage com CAMK2G humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas em neurociência e músculo esquelético envolvendo sinalização de cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CAMK2G Rabbit pAb
Observações/Apelido	CAMK; CAMKG; MRD59; CAMK-II; CAMK2G
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	818
GeneID	818
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-410 do CAMK2G humano (NP_751909.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13555
Peso Proteico	63kDa
Envio	Saco de gelo