

Anticorpo Policlonais Anti-Camk4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16566

Número do item: CM0029331



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a CAMK4 humano (CaMKIV), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em neurociência, imunologia e sinalização de cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	CAMK4 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	caMK; CaMKIV; CaMK IV; CaMK-GR; CAMK4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	814
ID do Gene	814
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 304-473 da CAMK4 humana (NP_001735.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16566
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Bolsa de gelo