

Anticorpo Policlonal Anti-Camki Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14012

Número do item: CM0026803



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à CaMKI humana, adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo. Reconhece uma proteína de 41kDa. Ideal para o estudo de sinalização de cálcio, diferenciação neuronal e regulação do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CaMKI Rabbit pAb
Observações/Alias	CAMKI; CaMKI
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8536
GeneID	8536
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 271-370 da CaMKI humana (NP_003647.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q14012
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)