

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Camki Para Wb E Elisa - Q14012

Número do item: CM0004890



introdução

mAb de Coelho CaMKI validado para WB e ELISA com reatividade para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas de sinalização dependente de cálcio/calmodulina, desenvolvimento neuronal e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho CaMKI
Observações/Apelido	CAMKI; CaMKI
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8536
GeneID	8536
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do CaMKI humano (NP_003647.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14012
Peso Proteico	41kDa
Envio	Saco de gelo