


Anti-Camkii Delta (Camkd) Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13557

Número do item: CM0004372



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o CaMKII delta (CAMKD) para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. Adequado para estudar sinalização de cálcio cardíaco e insuficiência cardíaca.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CaMKII delta Rabbit mAb
Observações/Apelido	CAMKD; CaMKII delta
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	817
GeneID	817
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do CaMKII delta humano (Q13557)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13557
Peso da Proteína	56 kDa
Envio	Saco de gelo